



PHYSIOTECH



# TESI

## Systemes de massage et de traction avec ses accessoires

produit médical avec certification CE



## TESI ComfoTrac

Numéro d'article  
018-0-0020



## TESI ComfoTrac duo

Numéro d'article  
018-0-0030



### Les fonctions de base

- Chauffage de surface réglable et régulé dans la région du dos
- Surface confortable de 75 cm de large
- Massage vertébral avec > zone de massage réglable > pression réglable > vitesse réglable
- Vibration de massage avec fréquences (stimulation bio mécanique, BMS) réglables
- Tous les réglages via un grand écran tactile LCD
- Coussin réglable électriquement, en fonction de la taille de la personne
- Manipulation simple via l'écran tactile

### Les fonctions TESI ComfoTrac

- Extension de la colonne lombaire avec force de traction contrôlée avec précision jusqu'à 600 N

### Les fonctions TESI ComfoTrac Duo

- Extension de la colonne cervicale avec force de traction contrôlée avec précision jusqu'à 160 N
- Extension de la colonne lombaire avec force de traction contrôlée avec précision jusqu'à 600 N

### Les indications

- Mal au dos
- Hernie discale vertébrale

Massage:	
fréquences des vibration	15 – 35Hz
température de chauffage	max 35°C
minuterie de traitement	1 à 30 minutes
Extension:	
force de traction maximale colonne lombaire (ComfoTrac et ComfoTrac Duo)	Continue et intermittent max. 600N
rachis cervical (uniquement ComfoTrac Duo)	max. 160N
poids maximal du patient	135 kilogrammes
source de courant	100 – 240 V, 50 – 60 Hz
Classe d'équipement	IIb selon directive 93/42 CEE
Classe de protection	I
Degré de protection	B
dimensions	200 x 94 x 66 cm (l x l x h) hauteur avec bras 175 cm
poids (sans équipement)	140 kilogrammes
période de garantie	24 mois
	Sous réserve de modifications techniques sans préavis.

## Accessoires

	Référence	Spécification	Utilisation	Application	Remarques
	018-0-0001	ceinture thoracique	fixation du corps pour une traction sur la colonne lombaire	sur le thorax et les boucles à la tête	TESI ComfoTrac et ComfoTrac Duo
	018-0-0002	ceinture pelvienne, taille M (90 – 110 cm)	pour l'extension de la colonne lombaire	autour de la taille et à la potence lombaire	TESI ComfoTrac et ComfoTrac Duo
	018-0-0003	ceinture pelvienne, taille S (75 – 90 cm)	pour l'extension de la colonne lombaire	autour de la taille et à la potence lombaire	TESI ComfoTrac et ComfoTrac Duo
	018-0-0056	ceinture pelvienne, taille L (110 – 145 cm)	pour l'extension de la colonne lombaire	autour de la taille et à la potence lombaire	TESI ComfoTrac et ComfoTrac Duo
	018-0-0040	chariot cervical	pour l'extension de la colonne cervicale	à la tête et à la potence cervicale	TESI ComfoTrac Duo
	018-0-0004	ceinture cervicale	pour l'extension du rachis cervical (en alternative au chariot cervical)	à la tête et à la potence cervicale	TESI ComfoTrac Duo
	016-0-0058	coussin cervical, petit	pour courbure excessive de la région dorsale supérieure	placé sur le lit	TESI ComfoTrac et ComfoTrac Duo

