

INFORMATIONS DE COMMANDE

Référence Description

80.00.045 ARTROMOT®-K1 CLASSIC

Accessoires en option :

80.00.055	Chariot de transport standard K1
80.00.065	Chariot de transport modulaire K1
TK-001	Caisse de transport ACTIV-K, K1
0.0013.00T	Sac de Transport ACTIV-K, K1

80.00.040 ARTROMOT®-K1 STANDARD

Accessoires en option :

80.00.055	Chariot de transport standard K1
80.00.065	Chariot de transport modulaire K1
TK-001	Caisse de transport ACTIV-K, K1
0.0013.00T	Sac de Transport ACTIV-K, K1

80.00.041 ARTROMOT®-K1 STANDARD CHIP

Accessoires standards inclus

1 carte patient + 1 Stylo

Accessoires en option :

80.00.055	Chariot de transport standard K1
80.00.065	Chariot de transport modulaire K1
TK-001	Caisse de transport ACTIV-K, K1
0.0013.00T	Sac de Transport ACTIV-K, K1

0.031.006-C Set de 10 cartes patient + Stylo + Gomme K1, S3, SP3 et E2

80.00.042 ARTROMOT®-K1 COMFORT

Accessoires en option :

80.00.055	Chariot de transport standard K1
80.00.065	Chariot de transport modulaire K1
TK-001	Caisse de transport ACTIV-K, K1
2.0037.024	Câble de raccordement "Stimulation musculaire"
0.0013.00T	Sac de Transport ACTIV-K, K1

80.00.043 ARTROMOT®-K1 COMFORT CHIP

Accessoires standards inclus

1 carte patient + 1 Stylo

Accessoires en option :

80.00.055	Chariot de transport standard K1
80.00.065	Chariot de transport modulaire K1
TK-001	Caisse de transport ACTIV-K, K1
2.0037.024	Câble de raccordement "Stimulation musculaire"

0.0013.00T Sac de Transport ACTIV-K, K1

0.031.006-C Set de 10 cartes patient + Stylo + Gomme K1, S3, SP3 et E2

Services en option :

EXTGAR	Extension de garantie 3 ans
MAINT3ART	Maintenance préventive 3 ans

ARTROMOT®-K1

ALLIEZ LES MEILLEURES PROPRIÉTÉS DES ATTELLES DE MOBILISATION DU GENOU ARTROMOT®.

Mobilisation Passive - CPM

Choisissez l'attelle de mobilisation de votre souhait parmi nos 5 dispositifs :

- **K1 Classic** : Télécommande ultra simple à potentiomètre, Fonctions : Flexion, Extension, Temps et Pause
- **K1 Standard** : Nouvelle commande intuitive avec pictogrammes facilitant la navigation, 3 menus proposant les fonctions Inversion de charge, Échauffement, Nouveau patient, Position de transport
- **K1 Standard Chip** : Enregistrement possible des paramètres sur carte patient
- **K1 Comfort** : 5 menus proposant des fonctions supplémentaires : Répétition, Allongement, Graphique, EMS, Exercices complet, Confort
- **K1 Comfort Chip** : Enregistrement possible des paramètres sur carte patient

INDICATIONS

- Arthrotomies, arthroscopies combinées à une synovectomie ou une arthrolyse.
- Après une mobilisation de l'articulation pendant une anesthésie.
- Fractures traitées chirurgicalement et pseudarthroses.
- Ostéosynthèses stables, aptes à supporter les exercices.
- Interventions sur les tissus mous adjacents à une articulation.
- Patellectomies.
- Ostéotomies de dérotation.
- Ménisectomies.
- Endoprothèse totale de la hanche et du genou.
- Opérations de remplacement des ligaments croisés.
- Opérations du genou complexes.
- Opérations au niveau du cartilage articulaire, par ex. une greffe chondrocytaire autologue.



ARTROMOT®-K1 CLASSIC

CAISSE DE TRANSPORT



CHARIOT DE TRANSPORT STANDARD

