




Des clients heureux,
plus de ventes,
moins de dépenses !



NM StreamLine.
Lit de massage à eau à effet incroyable !



NM StreamLine. Lit de massage à eau à effet incroyable !



Le nouvel effet waouh ! Wellness on Water.




Dans les entreprises : **medi stream spa** transforme en 15 minutes un collaborateur stressé en un collaborateur créatif !



Dans les salles de fitness : **medi stream spa** transforme en 15 minutes les maux de dos atroces en un sourire rayonnant !



Dans les centres de bien-être : **medi stream spa** transforme en 15 minutes les sensations de tension désagréables en un sentiment de bien-être !




Dans les hôtels : **medi stream spa** détend les muscles épuisés en 15 minutes !

medi stream spa fait effet.
A plus d'un point de vue : la chaleur agréable de l'eau et le jet d'eau massant détendent rapidement les muscles crispés. Le corps se détend, les pensées aussi.
Et pour couronner le tout : un sentiment agréable de frisson qui dure pendant des heures.



NM StreamLine. Lit de massage à eau à effet incroyable !

WAOUH ! Quelle efficacité !




medi stream spa. La force de l'eau dans la bonne direction.

Chacun connaît la force d'un jet d'eau. Nous en avons tiré profit. Grâce à des jets de pression d'eau, **medi stream spa** masse l'utilisateur qui est couché sur un matelas chaud et souple en caoutchouc naturel. Ces jets sont produits par deux buses qui se déplacent sous le matelas. À l'instar d'un massage manuel classique, il est possible de choisir différents mouvements : mouvements circulaires, massage doux, massage des points de pression, etc. Tous ces mouvements sont bien entendu disponibles dans différentes puissances de pression.

medi stream spa. Pour chacun, le programme de massage adéquat.

Tout comme un massage manuel, **medi stream spa** peut agir sur toute la partie arrière du corps ou masser de manière ciblée certaines régions, comme la partie supérieure du corps ou les jambes. Dans la zone des vertèbres cervicales, la pression est automatiquement réduite.

Le massage par jet d'eau, qui dure environ 15 minutes, stimule la circulation sanguine et le métabolisme, revitalise et contribue à une amélioration sensible du bien-être corporel, mental et psychique. Les tensions disparaissent, les muscles sont détendus.



NM StreamLine. Lit de massage à eau à effet incroyable !

WAOUH ! Tout simplement.

Seulement chez nous :

EasyButton !



medi stream spa facilite la vie aux **utilisateurs** :

- ◆ Pas besoin de se changer :
- ◆◆ Utilisation en tenue légère
- ◆ Pas de douche
- ◆ Ne prend pas beaucoup de temps, idéal pour utiliser « une fois de temps en temps »
- ◆ Un menu simple proposant 13 programmes de massage différents spécifiques aux différentes zones du corps.
- ◆ Écran en verre sans usure et clairement compréhensible
- ◆ **Utilisation extrêmement simple grâce à EasyButton** : Pendant l'utilisation, il est possible de régler très simplement et de manière intuitive la pression souhaitée et la durée du jet de massage à un endroit spécifique (massage par section).

Seul medi stream spa peut vous offrir cela !



medi stream spa offre les nombreux effets positifs d'un massage manuel. Avec des effets tout aussi bienfaits. Mais à moindre coût pour vous.

medi stream spa vous facilite la vie :

- ◆ Pas besoin de personnel, l'appareil est auto-explicatif
- ◆ Une prise de courant normal suffit
- ◆ Demande peu d'entretien
- ◆ Pour une meilleure efficacité énergétique, medi stream spa est en général fourni avec un système de refroidissement intégré. Un raccordement à l'eau n'est pas nécessaire.*
- ◆ Longue durée de vie
- ◆ Intégration simple dans les systèmes de cartes courants, p. ex. des studios de bien-être
- ◆ En option : logiciel de programmation des cartes PC
- ◆ 24 mois de garantie

* dépend des conditions ambiantes

NM StreamLine

NM StreamLine. Lit de massage à eau à effet incroyable !

Waouh ! La technique parfaite.



NM StreamLine.
La qualité promise.

Chez nous, le travail minutieux et la meilleure qualité se rencontrent pour donner naissance à une grande force d'innovation. Cela se traduit dans notre travail au quotidien. Quel avantage en tirez-vous ? Un produit fiable et de grande valeur développé sur la base de longues années d'expérience et associé à une technique d'avenir. Vous serez enthousiasmé par son concept d'utilisation simple et unique. Et vos usagers aussi.

Norbert Menzenbach Junior,
Ingénieur diplômé, propriétaire et directeur de NM Stahlgeräte GmbH



La société NM Stahlgeräte à Kurtscheid

L'expérience accumulée de 1967 à aujourd'hui fait de nous le spécialiste de la construction en tôle de toutes sortes. Les innovations de nos propres produits et gammes de produits sont notre force. Grâce à la taille moyenne de notre entreprise, nos clients bénéficient de la flexibilité des petits et de la compétence des grands.



L'homme et la machine

Des installations de production modernes sont indispensables pour fabriquer les meilleurs produits. Mais ce sont avant tout les collaborateurs qualifiés et motivés de nos différents départements qui contribuent quotidiennement à notre succès. Tant dans l'organisation que dans la production.



Design du modèle textile



Design du modèle acrylique

medi stream spa. Données techniques.

Modèle textile : Longueur : 2 450 mm,
largeur : 1 250 mm, hauteur : 600 mm,
surface de couchage : 1 950 x 760 mm

Modèle acrylique : Longueur : 2 200 mm,
largeur : 1 030 mm, hauteur : 600 mm,
surface de couchage : 1 950 x 760 mm

Pour les deux modèles (textile/acrylique) :

Poids : 610 kg (rempli), charge au plancher : 380 kg/m²
Charge maximale autorisée du matelas en caoutchouc : 200 kg
Raccordement électrique : 1 x 230 V/50 Hz
Puissance absorbée max. : 3 680 VA
Sécurité : 1 x 16 A (circuit séparé nécessaire)
Classe de protection : I
Débit maximale de la pompe : 400 l/min
Pression maximale de l'eau : 6,0 bar
Volume d'eau : 430 l
Température de l'eau : 20 °C – 40 °C (réglable)

Sous réserve de modification technique et de variation de Design.

NM StreamLine. Lit de massage à eau à effet incroyable !

Waouh ! Du sur mesure.



Nous sommes à vos côtés :
Sur demande, nous fabriquons des
présentoirs lumineux qui créeront
une certaine ambiance dans votre
medi stream spa lounge.



Les posters et prospectus donnent envie d'essayer
ce nouveau produit !

NM StreamLine. Excellent service de A à Z.

Un produit exceptionnel inclut aussi un service exceptionnel. Nous sommes toujours là pour vous :

- ◆ De l'entretien, au conseil sans engagement, à la réalisation de vos souhaits personnels pour le design de votre lit.
- ◆ Du montage rapide et propre de l'appareil chez vous au contrôle technique annuel.
- ◆ De la conception de modèles d'annonces et prospectus pour la clientèle à la réalisation de posters et présentoirs spéciaux.

Vous avez des questions ou des souhaits ? Appelez-nous !

« Votre » medi stream spa. Aussi personnalisé que vous le souhaitez.

Choisissez entre nos deux modèles de base qui présentent une finition solide et irréprochable.

Sur demande et moyennant un supplément, il est disponible dans la combinaison de couleurs de votre choix.



Surface de couchage (sur les deux modèles) :

- ◆ Standard : matelas noir en caoutchouc naturel
- ◆ Sur demande : revêtement de tissu noir anti-bactérie et lavable. Peut être commandé ultérieurement.

Modèle textile :

- ◆ Revêtement en tissu blanc, lavable

Éclairage

(en option, sur les deux modèles) :

- ◆ Bande d'éclairage LED RGB
- ◆ La couleur de l'éclairage est variable et peut être réglée de manière individuelle selon vos envies

Surface d'assise (sur les deux modèles) :

- ◆ en similicuir légèrement capitonné, couture double, résistant en 4 couleurs standard :

- ◆ abricot
- ◆ vert
- ◆ gris clair
- ◆ bleu marine

- ◆ Autres couleurs disponibles sur demande

Modèle acrylique :

- ◆ Standard : matelas noir en caoutchouc naturel
- ◆ Sur demande : revêtement de tissu noir antibactérien et lavable. Peut être commandé ultérieurement.



Pour les studios de fitness, les centres de bien-être, les hôtels,
les sociétés. Et pour vous !



Découvrez l'effet waouh !

Distribution en France :



PHYSIOTECH

8, rue Felix Dournay
F-67250 Soultz/Forets

Téléphone : +33 (0) 3 88 94 37 62
Fax : +33 (0) 3 88 53 62 36

info@hd-physiotech.com
www.hd-physiotech.com

